





## **RM300**

## **TERMOMETRO DIGITALE**

- Misurazione della temperatura corporea mediante contatto orale, ascellare o rettale
- Misurazione in 60 secondi
- Unità di misura in gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)
- Intervallo di temperatura rilevato: da 32°C a 42,9°C
- Display LCD con 3 cifre visualizzate
- Punta resistente all'acqua (grado di protezione IP27)
- Batteria di tipo alcalino da 1,5 V. Autonomia di circa 200 ore
- Mantiene in memoria l'ultima misurazione eseguita
- Dispositivo medico CE in classe IIa conforme alla Direttiva MDD/93/42/EEC e s.m.i.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl