



32566

DUOFONO TRAD ROSSO

- Duofono linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice
- Archetto in ottone e ghiera anti-brivido
- Padiglione Ø 43,5 mm
- Campana Ø 30 mm
- Tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext Ø 8 mm
- Colore: rosso
- Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

DIR/QM – Rev. 02_02/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl