



**32559**

## **FONENDO TRAD PEDIATRICO AZZURRO**

- Fonendoscopio pediatrico linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice
- Archetto in ottone e ghiera anti-brivido
- Padiglione Ø 35 mm
- Tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext Ø 8 mm
- Colore: azzurro
- Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

*DIR/QM – Rev. 02\_02/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl