



HS-30Q

STETOSCOPIO PEDIATRICO PROFESSIONALE

- Stetoscopio professionale ideale per l'utilizzo nel settore pediatrico
- Alta sensibilità e ottima trasmissione del suono
- La testa del dispositivo è realizzata in metallo cromato
- Tubo auricolare realizzato in materiale plastico resistente senza lattice, facilmente pulibile e disinfettabile
- Dispositivo medico CE in classe I secondo il Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)
- Importato e distribuito da Boscarol Emergency Systems

DIR/CEO - Rev. 02_04/11/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl