



#### HS-50A

### SFIGMO ANEROIDE CON FONENDO

- Kit costituito da sfigmomanometro e stetoscopio
- Sfigmomanometro classico con bracciale in nylon, chiusura in velcro, pera in lattice con valvola cromata e manometro staccato agganciabile sul bracciale.
- Rubinetto dell'aria cromato con regolazione del rilascio di aria tramite valvola a vite.
- Scala graduata ogni 2 mmHg, da 0 a 300 mmHg.
- Regolazione manuale del rilascio dell'aria possibile da 260 mmHg a 15 mmHg.
- Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente)
- Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone.
- Colore: nero
- Dispositivo medico CE

DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl