



TR100401

T-TOUCH TERMOMETRO A INFRAROSSI

- Tecnologia IR a contatto
- Temperatura rilevata in modo istantaneo e automatico appoggiando il termometro sulla fronte.
- Notifica di febbre visiva attraverso LED colorato ed allarme sonoro
- Memorizzazione fino a 20 risultati per semplificare il monitoraggio
- Alimentazione a batteria non ricaricabile tipo PC 2032 (1 pezzo)
- Spegnimento automatico
- La durata della batteria è di circa 1200 utilizzi
- Completo di custodia di protezione
- Dimensioni: 2,5x4cm

DIR/QM – Rev. 01_13/03/2026

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl