



005 P LU

LENZUOLINI A ROTOLO CONF. 6 PZ H. 60 cm

- Lenzuolini in rotolo in pura cellulosa, indicati per lettini da visita
- Superficie gofrata, due veli
- Grammatatura media al velo: 17 gr/mq
- Confezione da 6 pezzi
- Lunghezza rotolo: 70m
- Altezza rotolo: 60cm
- Colore: bianco

DIR/QM – Rev. 02_24/09/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl