





005 P LU

LENZUOLINI A ROTOLO CONF. 6 PZ H. 60 cm

• Lenzuolini in rotolo in pura cellulosa, indicati per lettini da visita

• Superficie goffrata, due veli

• Grammatura media al velo: 17 gr/mq

Confezione da 6 pezzi
Lunghezza rotolo: 70m
Altezza rotolo: 60cm
Colore: bianco

DIR/QM - Rev. 02_24/09/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl