



**02SF1853EASYICE**

## **PACCO GHIACCIO IN TNT**

- Pacco di ghiaccio monouso in TNT per la terapia del freddo con temperatura controllata a 0° C per circa 30 minuti
- Permette l'uso immediato e diretto, evitando la formazione di gonfiori e l'instaurarsi di ematomi
- Arresta le piccole emorragie ed allevia notevolmente il dolore
- Si conserva illimitatamente a temperatura ambiente
- Sacchetto realizzato in TNT
- Dimensioni: 13,5x17cm circa
- Confezione da 25 pezzi

*DIR/QM – Rev. 02\_24/09/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl