



124900

FORBICE ROBIN MULTIUSO

- Forbice di soccorso polifunzionale, originale ROBIN
- Taglia facilmente le cinture di sicurezza
- Il manico permette di rompere i vetri del mezzo
- Fornita con supporto d'ancoraggio a parete
- Realizzata in acciaio SOLINGEN
- Peso: 400 g

DIR/QM – Rev. 02_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl