



195B230541

SOLUZIONE FISIOLGICA 250ML

- Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% non iniettabile
- Sterile e apirogena in contenitore di polietilene riciclabile
- Destinata a:
 - Irrigazione di ferite, intra e postoperatoria
 - Pulizia di cateteri vescicali e pulizia del cavo orale
 - Pulizia e risciacquo di strumenti e apparecchiature chirurgiche
- Flacone da 250 ml

DIR/QM - Rev. 02_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl