



195B230551

SOLUZIONE FISIOLOGICA 500ML

- Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% non iniettabile
- Soluzione sterile e apirogena in contenitore di polietilene riciclabile
- Irrigazione di ferite, intra e postoperatoria
- Pulizia di cateteri vescicali e pulizia del cavo orale
- Pulizia e risciacquo di strumenti e apparecchiature chirurgiche
- Flacone da 500 ml

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl