



220000066910

## VALVOLA DI ASPIRAZIONE TIPO HEIMLICH

- Valvola di Heimlich per drenaggio toracico con manicotto a "becco d'anatra" (valvola anti-ritorno).
- Impedisce il reflusso permettendo di continuare il drenaggio senza clampaggio
- Si raccorda direttamente al drenaggio (pazienti adulti o pediatrici) o tramite raccordo e prolunga (neonati)
- Riporta graficamente il corretto orientamento del dispositivo

DIR/QM – Rev. 02\_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl