



250.200

SET PLEUROTORACE

- Sistema chiuso composto da:
- Sacchetto di raccolta secreti da 2,0 lt. con valvola di non-ritorno, rubinetto alla base e rubinetto a tre vie (fisso)
- Tubo di trasfusione Luer-Lock (non svitabile)
- Cannula per puntura dal diametro di 2 mm; lunghezza della puntura: 75 mm
- Siringa Luer-Lock da 50 ml
- Confezionamento doppio e sterile; pacchetto con apertura a strappo

DIR/QM – Rev. 02_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl