





## 39057

## **GUANTI SENSIVIN MIS M IN VINILE NO POLVE**

- Guanti monouso in vinile, senza polvere con proprietà antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile in poliuretano idro-veicolato, non sterili, da esaminazione.
- Ipoallergenico: latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale.
- Trasparenti, ambidestro con polsino salvastrappo, finitura interna/esterna opaca anti-riflesso.
- Idoneità al contatto con alimenti.
- Destinazioni d'uso: ideale per medicazioni, estetica, igiene collettività e laboratorio. Preparazioni e trasformazioni alimentari, catering, ristorazione, hobbistica.
- Misura M
- Confezione da 100 pezzi

DIR/QM - Rev. 02\_10/10/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl