



39059

GUANTI SENSIVIN MIS XL IN VINILE NO POLV

- Guanti monouso in vinile, senza polvere con proprietà antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile in poliuretano idro-veicolato, non sterili, da esame.
- Ipoallergenico: latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale.
- Trasparenti, ambidestro con polsino salvastrappo, finitura interna/esterna opaca anti-riflesso.
- Idoneità al contatto con alimenti.
- Destinazioni d'uso: ideale per medicazioni, estetica, igiene collettività e laboratorio. Preparazioni e trasformazioni alimentari, catering, ristorazione, hobbistica.
- Misura XL
- Confezione da 100 pezzi

DIR/QM – Rev. 02_10/10/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl