



39920

## GUANTI LATTICE POWDER FREE MIS. S 100 PZ

- Guanti monouso in lattice (di gomma naturale), senza polvere con doppio processo interno/esterno graduato di clorinatura (immersione in bagni di cloro), questo processo garantisce l'assenza di polvere e riduce notevolmente il contenuto proteico.
- Non sterili, da esame.
- Di colore bianco, ambidestri con polsino salvastrappo.
- Superficie esterna micro-ruvida (textured) che garantisce un'elevata capacità di presa e di aderenza, consentendo inoltre la massima sensibilità tattile.
- Idoneità al contatto con alimenti (oli e grassi esclusi).
- Destinazioni d'uso: esame, terapia, diagnostica e laboratorio. Estetica, pulizia ed igiene per la collettività, preparazione farmaci e cosmetici, hobbistica.
- Misura S
- Confezione da 100 pezzi

DIR/QM – Rev. 02\_10/10/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl