



## 39921

## **GUANTI LATTICE POWDER FREE MIS. M 100 PZ**

- Guanti monouso in lattice (di gomma naturale), senza polvere con doppio processo interno/esterno graduato di clorinatura (immersione in bagni di cloro), questo processo garantisce l'assenza di polvere e riduce notevolmente il contenuto proteico.
- Non sterili, da esaminazione.
- Di colore bianco, ambidestri con polsino salvastrappo.
- Superficie esterna micro-ruvida (textured) che garantisce un'elevata capacità di presa e di aderenza, consentendo inoltre la massima sensibilità tattile.
- Idoneità al contatto con alimenti (olii e grassi esclusi).
- Destinazioni d'uso: esaminazione, terapia, diagnostica e laboratorio. Estetica, pulizia ed igiene per la collettività, preparazione farmaci e cosmetici, hobbistica.
- Misura M
- Confezione da 100 pezzi

DIR/QM - Rev. 02\_10/10/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl