



## 42573L

## **GUANTI DERMA IN NITRILE SOFT NERO MIS L**

- Guanti monouso in nitrile, di protezione, senza polvere, non sterili, da esaminazione
- Ipoallergenico: latex free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale
- Di colore nero, ambidestri con polsino salvastrappo e bordino rinforzato
- La particolare formulazione con cui vengono creati dona ai guanti caratteristiche di eccezionale elasticità, sensibilità e morbidezza, paragonabili a quelle dei guanti in lattice
- Buona resistenza ad aggressivi chimici, idrocarburi, solventi, olii e grassi in generale, detergenti e detersivi concentrati.
- Microruvido: eccezionale comfort ed elevata sensibilità tattile
- Idoneità al contatto con alimenti
- Destinazioni d'uso: Ideale quale sostituto sintetico dei guanti in lattice. In ambienti "latex-free" per medicazioni, igiene per la collettività, laboratorio, hobbistica, industria farmaceutica
- Misura L
- Confezione da 100 pezzi

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl