



## 50AC2S14

## **AGO CANNULA 14G ARANCIO**

## AGO CANNULA MISURA 14G ARANCIONE

- Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d?iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 14G x 45 mm ? arancione
- CODICE CND A010199

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl