



50AC2S16

AGO CANNULA 16G GRIGIO

AGO CANNULA MISURA 16G GRIGIO

- Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d?iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 16G x 45 mm ? grigio
- CODICE CND A010199

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl