



**50AC2S20**

**AGO CANNULA 20G ROSA\***

AGO CANNULA MISURA 20G ROSA

- Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d'iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 20G x 32 mm ? rosa
- CODICE CND A010199

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl