



**50AC2S22**

**AGO CANNULA 22G AZZURRO\***

AGO CANNULA MISURA 22G AZZURRO

- Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d'iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 22G x 25 mm ? azzurro
- CODICE CND A010199

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl