



**50AC2S24**

**AGO CANNULA 24G GIALLO\***

AGO CANNULA MISURA 24G GIALLO

- Ago catetere intravenoso 1 via in FEP con valvola d'iniezione ad alette pieghevoli
- Massima praticità di utilizzo con ottimo fissaggio alla cute
- Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno
- Dimensioni: 24G x 23 mm ? giallo
- CODICE CND A010199

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl