



**62000**

### **PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS S**

- Pacchetto di medicazione sterile a norma DIN 13151 - misura S
- Composto da una benda e da una compressa di garza pronta all'uso
- Ipoallergica e traspirante
- Grande potere assorbente
- Fornita in confezione sterile, immediatamente pronta all'uso
- Dimensioni compressa: 6x8 cm
- Lunghezza benda: 4 m

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl