



**62050**

### **TELO DI MEDICAZIONE STERILE TNT 40x60**

- Teli di medicazione sterili pronti all'uso a normativa DIN 13152, per il trattamento fisiologico delle ferite e delle ustioni. I teli sono ipoallergici, traspiranti ad alto potere assorbente
- Permettono la traspirazione della ferita o dell'ustione e l'assorbimento del trasudato senza aderire
- I teli di medicazione sono esenti da sbiancanti o sostanze colorate, e sono forniti in confezioni sterili
- CODICE CND M0299
- Dimensione: 40x60 cm

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl