









62052

TELO DI MEDICAZIONE STERILE TNT 80x120

- Teli di medicazione sterili pronti all?uso a normativa DIN 13152, per il trattamento fisiologico delle ferite e delle ustioni. I teli sono ipoallergici, traspiranti ad alto potere assorbente
- Permettono la traspirazione della ferita o dell'austione e l'assorbimento del trasudato senza aderire
- I teli di medicazione sono esenti da sbiancanti o sostanze colorate, e sono forniti in confezioni sterile
- Dimensioni: 80 x 120 cm

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl