



## 63003

## **COMPRESSA ALLUMINIZZATA 10X10 CM**

- Medicazione alluminizzata sterile per ferite ed ustioni
- Compressa ipoallergenica, traspirante, antibatterica, morbida e con grande potere assorbente
- Non aderente
- Composta da uno strato di alluminio e da uno strato di garza a grande potere assorbente che riduce notevolmente l'infezione
- La pellicola di alluminio, a contatto diretto con la ferita o con l'ustione, permette il passaggio del trasudato o del sangue senza che lo strato di alluminio aderisca alla ferita, facilitandone la rimozione
- Favorisce l'epitelizzazione e la formazione del tessuto di cicatrizzazione

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl