



63050

## **PACCHETTO MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO S**

### **PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO S**

- Medicazione sterile per ferite ed ustioni: pacchetto di medicazione alluminizzato piccolo
- Ipoallergenica, traspirante, antibatterica, morbida e con grande potere assorbente ma non aderente
- Composta da uno strato di alluminio e da uno strato di garza a grande potere assorbente che riduce notevolmente l'infezione
- La pellicola di alluminio, a contatto diretto con la ferita o con l'ustione, permette il passaggio del trasudato o del sangue senza che lo strato di alluminio aderisca alla ferita
- Favorisce l'epitelizzazione e la formazione del tessuto di cicatrizzazione
- Grazie al grande potere assorbente, ma non aderente, facilita il cambio della medicazione

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl