



63101

TELO ALLUMINIZZATO 60 x 80 CM

TELO ALLUMINIZZATO 80x60 cm

- Medicazione sterile per ferite ed ustioni: telo alluminizzato
- Ipoallergenico, traspirante, antibatterico, morbido e con grande potere assorbente, ma non aderente
- Composto da uno strato di alluminio e da uno strato di garza a grande potere assorbente che riduce notevolmente l?infezione
- La pellicola di alluminio, a contatto diretto con la ferita o con l?ustione, permette il passaggio del trasudato o del sangue senza che lo strato di alluminio aderisca alla ferita
- Favorisce l?epitelizzazione e la formazione del tessuto di cicatrizzazione
- Grazie al grande potere assorbente, ma non aderente, facilita il cambio della medicazione
- Dimensioni: 80x60 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl