



70104

CEROTTO A STRISCIA RESISTENTE ALL'ACQUA

CEROTTO MEDICATO IN POLIETILENE A STRISCIA 500x6 cm

- Cerotto medicato a striscia in polietilene color pelle
- Impermeabile, elasticizzato, traspirante, ipoallergenico
- Tamponcino di garza in viscosa ad alto assorbimento, non si attacca alla ferita
- Dimensioni: 500x6 cm
- Confezionato singolarmente

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl