



75416

## RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 3 - 50 MT\*

RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 3

- Rete elastica tubolare per medicazioni in qualsiasi parte del corpo
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Dimensioni: misura 3 - 50 m in tensione
- La misura 3 è indicata per: braccio, gamba, gomito, ginocchio, spalla
- CODICE CND M03030201

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl