



## CPS202

### LAVAGGIO OCULARE A FORMA DI GOCCIA

- Lavaggio oculare composto da:
- 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml
- 1 tappo oculare montato per un utilizzo rapido
- 1 supporto termoformato con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere
- 1 specchietto
- Dimensioni: 32x8x41 cm circa
- Peso: 1,8 kg
- Fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl