



CPS258

KIT LAVAOCCHI D'EMERGENZA

- Valigia per lavaggio oculare, contenente:
- 1 flacone vuoto da 500 ml per lavaggio oculare
- 1 flacone da 500 ml di soluzione salina sterile per lavaggio oculare
- 2 compresse oculari sterili
- 2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm
- 1 forbice lister 14,5 cm
- 1 rotolo cerotto 100x2 cm
- 1 pacchetto di fazzoletti
- 1 specchietto
- Istruzioni per l'uso
- Dimensioni 25,5x9x19 cm circa
- Peso: 1,2 kg circa
- Dotata di supporto per attacco a parete
- Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emergenza

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl