



CPS685

PACCO DIN 13164 IN BORSETTA

- Borsetta rossa in nylon
- Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 (obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee)
- Contenuto:
 - 8 fasciature adesive cm 10x6
 - Rotolo cerotto m 5x2,5 cm
 - 2 bende di garza cm 6x4 m
 - 3 bende di garza cm 8x4 m
 - 1 paio di forbici tagliabendaggi
 - Confezione da 4 guanti in vinile
 - Telo sterile TNT cm 60x80
 - 2 teli sterili TNT cm 60x40
 - 3 tampobende sterili mm 80x100
 - tampobenda sterile mm 100x120
 - 6 tamponi in TNT sterili cm 10x10
 - 2 teli triangolari TNT cm 96x96x136
 - Coperta isotermica
 - Istruzioni pronto soccorso
 - Dimensioni: 25x15x7,5 cm
 - Peso: 0,45 kg

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl