



## CPS685

### PACCO DIN 13164 IN BORSETTA

- Borsetta rossa in nylon
- Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 (obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee)
- Contenuto:
  - 8 fasciature adesive cm 10x6
  - Rotolo cerotto m 5x2,5 cm
  - 2 bende di garza cm 6x4 m
  - 3 bende di garza cm 8x4 m
  - 1 paio di forbici tagliabendaggi
  - Confezione da 4 guanti in vinile
  - Telo sterile TNT cm 60x80
  - 2 teli sterili TNT cm 60x40
  - 3 tampobende sterili mm 80x100
  - tampobenda sterile mm 100x120
  - 6 tamponi in TNT sterili cm 10x10
  - 2 teli triangolari TNT cm 96x96x136
  - Coperta isotermaica
  - Istruzioni pronto soccorso
  - Dimensioni: 25x15x7,5 cm
  - Peso: 0,45 kg

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl