



**FCT2000**

## **GHIACCIO STANDARD MONOUSO 13,5X17**

- Ghiaccio monouso con temperatura controllata a 0° C per circa 30 minuti
- Il suo uso immediato in presenza di traumi evita la formazione di gonfiori e l'instaurarsi di ematomi
- Arresta le piccole emorragie ed allevia notevolmente il dolore
- Si conserva illimitatamente a temperatura ambiente
- Sacchetto realizzato in pvc
- Certificato CE in classe IIa
- Dimensioni: 13,5x17 cm circa
- CODICE CND M9001 - MdS 163045/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl