



**FCT3010**

### **COPERTA ISOTERMICA NEON.E PED. CON CAP**

- Coperta isotermica di soccorso neonatale, pediatrica con cappuccio
- Previene l'ipotermia dei pazienti neonatali permettendo di mantenere la temperatura corporea durante i trasferimenti intra ed extra ospedalieri
- Dimensioni: 100x80 cm circa
- CODICE CND T030399 – CODICE Mds 165047

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl