



## MED98828

## **SET REIMPIANTO GAMBA 1.100X400 MM**

- Sacca reimpianto per l'inserimento ed il trasporto degli arti amputati
- Sistema sacchetto nel sacchetto con chiusura a corda
- Confezione sterile
- Completo di 4 pacchetti di ghiaccio istantaneo monouso e 1 telo isotermico per il mantenimento della temperatura
- Dimensioni: 110x40 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl