



MED98832

SET REIMPIANTO DITA 200X200 MM

- Sacca reimpianto per l'inserimento ed il trasporto degli arti amputati
- Sistema sacchetto nel sacchetto con chiusura a corda
- Confezione sterile
- Completo di 1 pacchetto di ghiaccio istantaneo monouso e 1 telo isothermico per il mantenimento della temperatura
- Dimensioni: 20x20 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl