



**V60020**

## **SACCHETTO ASS. PER VOMITO CONF. 20 PZ**

- Questo sacchetto per il vomito “mani 100% protette” è indicato nei casi di nausea e vomito, in special modo nei casi di emergenza o rischio di infezioni
- Evita schizzi e il propagarsi dello sporco che può entrare in contatto con le mani dell'operatore
- Abbatte gli odori e blocca i microrganismi
- Dotato al suo interno del tampone super assorbente Alveol-Technology, assorbe il vomito e ne permette l'eliminazione favorendo così condizioni ottimali di lavoro e di igiene
- Favorisce e aumenta le condizioni di sicurezza e di praticità degli operatori sanitari preservando l'ambiente, la dignità ed il confort del paziente
- Copertura del tampone: nessuna dispersione di particelle né di polvere assorbente, né di cellulosa
- Plastica MDPE: più resistente e con minore utilizzo di materia plastica
- Effetto seta, non si attacca alla pelle
- Ipoallergenico: dermatologicamente testato
- Dimensioni: 25x25 cm
- Confezione da 20 pezzi
- Latex Free
- Monouso
- Dispositivo medico di classe I conforme alla normativa 93/42 CE
- Aprire la scatola e staccare dal rotolo il primo sacchetto per il vomito tirando lungo la linea preforata. Inserire le mani nella falda protettiva ed aprire il sacchetto.
- Il sacchetto è pronto per l'utilizzo e le mani sono protette al 100%. Il tampone giace all'interno del sacchetto e garantisce un assorbimento ultrarapido di 600 ml di vomito
- Vomitare direttamente dentro il sacchetto. La speciale copertura del tampone garantisce che nessuna particella di cellulosa o di polvere siano disperse nel sacchetto o sulla pelle. Ipoallergenico, il sacchetto e il tampone sono dermatologicamente testati, proteggono l'operatore e il paziente anche in caso di frequente e prolungato utilizzo.
- Dopo l'utilizzo chiudere il sacchetto tirando i lacci e, se necessario, praticare un nodo con gli stessi. Non gettare nel WC.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl