



## **VAL40950**

## VALIGIA REIMPIANTO ARTI

- Valigia reimpianto arti in abs antiurto di colore arancio, con supporto da parete, contenente:
- Set reimpianto/trasporto sterile per dita
- Set reimpianto/trasporto sterile per mano
- Set reimpianto/trasporto sterile per braccio
- Set reimpianto/trasporto sterile per gamba
- 1 laccio/cinghia emostatica
- 1 laccio tipo Martin
- 10 pacchetti di garza sterile 10x10 cm
- 1 rotolo di cerotto 500x2,5 cm
- 1 tampobenda di soccorso
- 1 telo alluminizzato 40x60 cm
- 1 pinza anatomica
- 1 pinza chirurgica
- 1 pinza Pean
- Dimensioni: 42x15x31 cm
- Peso: 7,5 kg circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl