



VAL40954

REIMPLANTATION KIT

- Set reimpianto arti in borsa realizzata in tessuto antistrappo e impermeabile, fornito di 4 borsette con frontale trasparente e maniglia, completo di:
- Set reimpianto/trasporto sterile per dita
- Set reimpianto/trasporto sterile per mano
- Set reimpianto/trasporto sterile per braccio
- Set reimpianto/trasporto sterile per gamba
- 1 laccio/cinghia emostatico
- 1 laccio tipo Martin
- 10 pacchetti di garza sterile 10x10 cm
- 1 rotolo di cerotto 500x2,5 cm
- 1 tampobenda di soccorso
- 1 telo alluminizzato 40x60 cm
- 1 pinza anatomica
- 1 pinza chirurgica
- 1 pinza Pean
- Dimensioni: 48x16x26 cm circa
- Peso: 5,5 kg circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl