



VAL44060

SET INCANULAMENTO VENE PERIFERICHE

- Set incanulamento vene periferiche in borsetta con frontale trasparente, completo di:
- 1 laccio cinghia emostatica
- 5 aghi canula (14/16/18/20/22)
- 3 aghi a farfalla (2x21 + 1x23)
- 1 rotolo di cerotto 2,5 cm
- 4 fazzoletti disinfettanti
- 2 deflussori per infusioni
- Dimensioni: 27x12x9 cm circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl