



VAL44078

KIT INDIVIDUALE DI PRONTO SOCCORSO

- Set per il primo soccorso e medicazione, indispensabile compagno di viaggi per le attività sportive ma ideale anche come mini-pronto soccorso domestico. Borsetta in tessuto antistrappo impermeabile di colore blu, con frontale trasparente e dotata di strisce tipo velcro, fornita completa di:
- 1 coperta isotermica di soccorso
- 1 bustina per trattamento ustioni minori
- 2 compresse tnt sterili 2 pezzi
- 1 telo di medicazione sterile
- 2 pacchetti di medicazione alluminizzati misura M
- 1 rotolo cerotto
- 1 cerotto medicato a striscia
- 2 paia di guanti in confezione non sterili
- 2 fazzoletti disinfettanti
- 1 forbice di pronto soccorso piccola
- 1 pinzetta in nylon sterile
- 1 life saver fazzoletto
- 1 salvietta ammoniacca
- Istruzioni di pronto soccorso
- Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa
- Peso: 200 g circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl