





## **VAL44362**

## **KIT AUTO DIN 13164 MAGGIORATO**

- Pratica borsetta di Pronto Soccorso
- Rotolo di cerotto m 5 x cm 2,5
- 8 cerotti medicati a striscia cm 10x6
- Pacchetto di medicazione per ferite misura grande
- 3 pacchetti di medicazione per ferite misura media
- 2 triangoli di immobilizzazione
- Telo di medicazione per ustioni cm 60x80
- 2 teli di medicazione per ustioni cm 40x60
- 3 bende di garza per medicazioni grandi
- 2 bende di garza per medicazioni media
- 6 compresse di garza sterile 10x10
- Forbice di pronto soccorso angolare
- 4 guanti di protezione in vinile
- Coperta isotermica di soccorso
- 5 fazzoletti disinfettanti
- Bustina per ustioni minori 4.0 gr
- 2 salviette di ammoniaca 4% per punture da insetti
- · Life key mask
- Dimensioni: cm27x12x9h circa
- Peso: 0,5 kg circa

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl