



**MED98625**

## **MULTI-SAFE VARIO 2000**

- Contenitore adatto per aghi e oggetti taglienti
- Con Sistema di bloccaggio di sicurezza
- Maneggevolezza durante il montaggio del coperchio grazie ai ganci a scatto
- Chiara marcatura del livello di riempimento grazie al nuovo design dell'etichetta
- Realizzato in polipropilene
- Volume: 2,0 l
- Dimensioni: 95 x 240 x 140 mm

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl