



- Cerotto classico traspirante sterile assortito in 4 misure differenti.
- Utile alla prima medicazione di ferite ed escoriazioni, non riutilizzabile, con supporto in polietilene elastico e microperforato strato di garza antiaderente per favorire la traspirazione della pelle.
- Dispositivo Medico CE
- Confezione da 10 pezzi. Misure: 2 pz cm 6,7x2
- 3 pz cm 4x1
- 2 pz cm 6x1,7
- 3 pz cm Ø 2,2

DIR/QM – Rev. 02\_17/10/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl