



26069

SET INFUSIONE*

- Il set per infusione comprende:
 - un perforatore in ABS con presa d'aria
 - una camera in PVC
 - un tubo in PVC da 150 cm
 - una rotella in ABS
 - un attacco luer lock in PVC senza ago
- Punto di iniezione latex free
- Sterilizzato all'ossido di etilene
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl