



26069

SET INFUSIONE

- Il set per infusione comprende:
 - o un perforatore in ABS con presa d'aria
 - o una camera in PVC
 - o un tubo in PVC da 150 cm
 - o una rotella in ABS
 - o un attacco luer lock in PVC senza ago
- Punto di iniezione latex free
- Sterilizzato all'ossido di etilene
- Dispositivo medico CE

DIR/QM - Rev. 02_25/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl